

**NATISEDINE**

voir Quinidine

**NEMBUTAL**

voir Phénobarbital

**NEOPTERINE st**

**Domaine de référence:** < 2.5 ng/ml

**Méthode :** RIA

**Prélèvement :** Tube sérum

**Matériel :** Sérum

**Fréquence:** Hebdomadaire

**NEISSERIA GONORRHOEAE**

Voir gonocoques

**NETILMICINE st**

**Domaine de référence:**

Avant administration du médicament: < 6.0 µmol/l

Après administration du médicament: 11.0 – 25.0 µmol/l

**Méthode :** Test immunométrique à fluorescence polarisée (FPIA)

**Prélèvement :** Pour la concentration minimale, prélèvement avant la prise suivante du médicament

**Matériel :** Sérum 1 ml

**Fréquence:** Quotidienne

**NEUROLEPSINE**

voir Lithium

**NICKEL st**

**Domaine de référence:** 10 - 40 nmol/l

**Méthode :** Absorption atomique

**Prélèvement :** Tube sérum pour oligo éléments

**Matériel :** Sérum, plasma 1 ml

**Fréquence:** Hebdomadaire

**NITRITE URINAIRE; TEST SEMI-QUANTITATIF**

**Domaine de référence:** Hommes et Femmes négatif

**Méthode :** Réfractométrie chimie sèche; principe basé sur les propriétés de Griess

**Prélèvement :** Spot d'urines fraîches. Préférences les 1<sup>ères</sup> du matin. Doivent parvenir au laboratoire en moins de deux heures.

**Matériel :** Urines, 10 ml

**Fréquence:** Analyse de routine

**NORADRENALINE URINAIRE**

voir Catécholamines

**NORMETANEPHRINE**

voir Métanéphrines

**NORTRILEN**

voir Nortriptyline

**NORTRIPTYLINE st**

**Domaine de référence:** 50 – 150 µg/l ou 0.19 – 0.57 µmol/l

**Méthode :** HPLC avec détection UV

**Prélèvement :** Moment de prélèvement : immédiatement avant la prochaine prise du médicament.

**Matériel :** Sérum 2 ml

**Fréquence:** Bihebdomadaire

**NSE, Neuron Specific Enolase st**

**Domaine de référence** < 12.0 µg/l

Zone grise: 12 –20 µg/l

Pathologique: > 20 µg/l

**Méthode :** Electrochimiluminescence

**Prélèvement :** Tube sérum

**Matériel :** Sérum non hémolysé 1 ml

**Fréquence:** 2 x par mois

**5-NUCLEOTIDASE st****Domaine de référence:** : < 3 - 15 U/l**Méthode :** test cinétique enzymatique**Prélèvement :** Tube sérum**Matériel :** Sérum 1 ml**Fréquence:** Quotidienne**NUMERATION DES GERMES****Matériel :** urine, examens bactériologiques  
50 ml